Product Specifications

Name: MEJES IX E-ion removes Speckle Cosmetic Device
Model: MEJES9701FR00913
Charging Type: USB Charging
Power Voltage: 5V⎓1A
Power Output: 5W
Battery Capacity: 1800mAh
Charging Duration: 4 hours
Battery Working Time: 90 Minutes
Standby Time: 90 Days (If the unit hasn't been used for more than 90 days, please make it fully charged before use)
Size: 163×43×41mm

Product Structures



① Massager
② Gear
③ Power
④ Charge

Use

Press and hold for 2 seconds to turn on/off.

Press the ⇳ key to adjust the gear.

Note: It is recommended to use the lowest level for sensitive skin.

1.Clean the face and keep face moist.

2.Long press power to start the device.

3.Moisten the skin with negative E-Water

The massage panel gently touches the skin

Slowly moving on the skin



Important:

1. Keep skin moist with conductive gel .
2. After use , cleaning is not allowed within 4 hours
3.Negative E-Water Usage order: 20c-100c-500c-1000c... gradually

Safety Warnings

- Please read all instructions carefully for safety and proper use.
- Use only as directed.
- Immediately stop using if any malfunction or unusual reaction to treatment occurs.
- Precautions listed in this manual are very important. For your safety, please follow them carefully.
- Precautions are classified as WARNING or CAUTION in order to clearly specify the level of damage and possible injury or damage that may occur if the device is misused.

WARNING & CAUTION	Improper use of this device may result in death or injury
Prohibited	Do not disassemble, attempt to repair or modify this device in any way.
Remove Power Cord	Hold the head of the power cord instead of any part of the cord when unplugging the power cord from USB interface. Damage to the cord may cause electrical shock, short circuit or fire hazard.
	Always unplug the power cord from USB interface when not use. Do not handle the AC adapter with wet hands. Which may result in electrical shock, short circuit or fire hazard.
	If any malfunction occurs, unplug the power cord from the device immediately. Possible malfunctions may include button failure, smoke, unusual noise or smell, please stop using it.
Prohibited	Do not use if the power cord is damaged or if the wall socket is loose which may cause electrical shock, short circuit.
	Disabled for children under 17 years of age,Pregnant women are disabled.If you are sick, please follow the doctor's instructions.
	Do not use extension cords. This may cause electrical shock, overheating or fire hazard.
Prohibited	Not for use by children, elderly, or disabled person. Improper or unattented use may cause injury.

Warranty

This product is warranted for 1 year from the purchase date.
1.In accordance with the instructions to use, in the warranty period, it it's not work, factory will offer free maintenance. (Please submit the goods repair and warranty card)
2.Even in the warranty period, if it's damaged caused by the following circumstances,.
2.1 Malfunctions and damage caused by incorrect use
2.2Due to their own improper repair or transformation of the failure and damage
2.3After the purchase due to transport, drop, etc. arising from the failure and damage
2.4Occurrence of fire, earthquake, flood, thunder and other weather variations, abnormal voltage generated by the failure and damage
3.The warranty card will not be valid once it's separately from the user manual, please keep it safely.

Product Warranty Card

Order Number			
Purchase Name		Phone Number	
Purchase Date		Email	
Purchase Address			

Maintenance Record			
Order Number	Maintenance Part	Maintenance Result	Maintenance Person

MEJES第9代微电荷离子分解黑色素仪器



一：产品外形



二：功能介绍

分解模式：通过导电面板发射的电荷离子，与导电凝胶相触碰即负电荷离子 ， 正负相撞， 从而达到分解细胞上的氧化酶。

三：护理流程

长按2秒电源键开机/关机，短按一次档位键切换档位

1.在涂抹导电凝胶后，按摩头轻轻的接触皮肤，缓慢移动。
2.导电凝胶涂抹和仪器使用面积必须大于要分解的部位。
3.使用中若遇导电凝胶干涸,请再次涂抹凝胶保持湿润操作。
(切勿干燥使用 避免消耗皮肤自身水分)



四：规格参数

产品名称	Mejes第9代微电荷离子分解黑色素仪器
产品型号	MEJES9701FR00913
电池容量	1800mAh
充　　电	5V⎓1A
额定功率	Max:5W
温度范围	常温 - 52℃ (±5℃)
彩光颜色	红
充电电流	MAX:480mA
待机时长	约20天
充电时长	约4小时
产品重量	主机重量：151克　整机重量：303克
包装尺寸	163×43×41mm
包装清单	主机，USB电源线，说明书，导电凝胶

五：注意事项与售后保障

• 温馨提示

1.使用前请仔细阅读说明书，并按操作顺序正确使用产品。
2.产品出现异常时，切勿自行拆机，需及时联系售后服务。
3.本产品适用于黑色素分解，不要用于说明书以外的用途。
4.请勿将产品放在高温或大功率仪器旁，以免发生火灾或触电等事故。
5.请勿让儿童或身体活动受限的人使用，孕妇或皮肤有创伤禁用。
6.请勿在潮湿环境下充电，以免造成仪器短路，触电，起火等现象。
7.勿将仪器放置在水中或有腐蚀性化学品环境中。
8.若残留水渍，震动马达停止工作,内部风扇会工作排水,静置24小时即可。
9.电源线破损时，请不要充电，以免发生仪器短路起火。

• 警告

以下人群请禁止使用：包括但不限于

孕妇、未满18岁、有创伤的部位、红斑狼疮、白癜风、口周黑子病、疱疹、神经性皮炎、荨麻疹、或其他病理性问题 (如:心脏病需要作用在胸口分解黑色素的) 请咨询您的主治医生后使用.

• 维护

1.仪器不防水，请勿将仪器置于水中或用水冲洗以免造成强电流冲击，导致机器损坏。
2.使用后在确保关机状态下，可用湿润纸巾清洁按摩头，远离高温和潮湿的地方保存。
3.机头长期电解磨损氧化金属变色属于正常范围,不要使用腐蚀性溶剂清洗机头。
4.避免跌落，撞击，以免损坏仪器。

• 售后保障

1.至购买之日起，一年内若发生故障，可联系客服免费保修。
2.超出保修期的，不收取维修费用，只收取少量的材料费，往返运费买家承担。
3.人为损坏或私自拆卸后损坏，不予以保修。
4.产品自然损耗磨损/残留于污渍/氧化变色，不属于保修范围。

保修商：广州市魅洁斯国际商贸有限公司
保修地址：广州市白云区龙归街道南大门商汇路75号107铺(因不可抗力因素导致无法收发件情况，或如遇仓库变更售后寄回地址请联系客服人员)
保修电话：020-37414995
官网地址：www.mejes.cn
微信公众号：mejes_paris
保修日期：_____
购买ID：_____
订单编号：_____
故障简述：_____

执行标准：GB4706.1-2005 / GB4706.15-2008

• 注意事项[必看]

1.配件导电凝胶务必 从小到大 使用.
20c → 100c → 500c → 1000c →

2.分解操作时间根据感觉为准,循序渐进.

3.操作分解时请务必 保持皮肤湿润 使用.

4.操作分解后4小时内请勿二次清洗皮肤.

5.档位第1个月只用1档.1个月加1次档位.
若皮肤无法忍受2档则只用1档

6.分解模式下禁止使用化妆品/护肤品.

FC RoHS